

Инструкция по эксплуатации

ČESKÝ

VÁHY PODLAHOVÉ ELEKTRO-NICKÉ

- se polaritou. Uzavřete víko bateriové secky.
- MĚŘENÍ MASY**
- Vážte váhy na pravidelný, suchý i neklouzající povrch
 - Zapněte přístroj stisknutím příspínu (4)
 - Dodržujte zasvěcení symbolu "0.0 Kg".

POZORNÉ PROČETE VŠICHNÍ PŘEDPISY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJI.

Bezpečnostní opatření

- Ne vstavájte na váhy mokrého nohami nebo na vlhký povrch váhy. Vy můžete uklouznout i dostat traumu.
- Ridte se opatrnosti, kdy vstaváte na váhy: vstaváte na váhy zpočátku jednou nohou, přesvědčte se v jich stabilitě ijen potom umístěte druhou nohu. Vstaváte na váhy tak, aby masa těla přicházela na hlavní část povrchu váhy.
- Nesmí se využívat váhy, jestliže na skleněném povrchu se objevily trhliny nebo v případě její poruchy.
- Nepoužívejte váhy na koberce nebo kobercovém krytu.
- Nepoužívejte vybavení vně prostoru.
- Stavte váhy na pravidelný, suchý i neklouzající povrch.
- Při ziskání maximálně přesného svědectví při měření stavte váhy vždy na stejném místě.

Použijte váhy v dálce od ohříváče.

Nesmí se využívat i uchovávat váhy v prostorech se zvýšenou vlhkostí (více 80%), ne dopouštějte dopadu vody nebo jiných kapalin v telesu váhy, to je může zapůsobit na přesnost měření nebo přivést k výrazení přístroje z činnosti.

Vstaváte na váhy, v rovnomeně rozmitstíte svou masu. Stůjte nepohnutě, prozatím přejde vážení, nesmí se skákat na povrchu váhy.

Budte zejména pozorný, pokud přístroj používá se déti nebo lidem s omezenými možnostmi.

Ne dovolujte děti využívat přístroj jako hračku.

Pokud vý ne budete využívat váhu během trvalého úseku času, to nutno vytáhnout napájecí zdroj z bateriové secky.

Při nastavení napájecího zdroje příslušného určeného pro zdroj, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/ECC Evropské komise o nizkonapěťových přístrojích.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/ECC Evropské komise o nizkonapěťových přístrojích.

PRO DOMACÍ POUŽITÍ

Doporučení

- Vedte měření v stejný čas dně.
- Po jedněni je třeba projít 2-3 hodiny.

Pozor!

- Jestliž na displeji zobrazí význam „ERR“, váhy přetížené. Obratem ujdete s váhy, aby zabránil její poškození.
- Symbol „Lo“ napovídá o nutnosti výměny elementu napájení.

EXPLOTAČACE VÁHY

Odemkněte víko bateriové secky i vložte 4 baterii druhu „AAA“, řidíci

УКРАЇНСЬКИЙ

ВАГИ ПІДЛОГОВІ ЕЛЕКТРОННІ

- Опис**
- Дисплей
 - Платформа ваг
 - Батарейний відсік
 - Кнопка увімкнення/вимкнення
 - Додріжте засвічені символу "0.0 Kg".

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ.

Заходи безпеки

- Не вставайте на ваги мокрими ногами або на вологу поверхню ваг. Ви можете пос匮乏тинастися та отримати травму.
- Будьте обережними, коли вставате на ваги: вставте на ваги спочатку однією ногою, переконайтесь в їх стисливості, і лише потім поставте другу ногу. Вставайте на ваги так, щоб вага тіла приходилася на центральну частину поверхні ваг.
- Забороняється використання ваг, якщо на платформі з'явився тріщини, або у випадку її пошкодження.
- Не користуйтесь вагами на килимах або килимовому покритті.
- Не використовуйте пристрій поза проміжками.
- Розташуйте ваги на рівній, сухій та неслизькій поверхні.
- Щоб отримати максимально точні показання призважування, ставте ваги на одне і тє саме місце.
- Використовуйте ваги подалі від нагрівальних приладів.
- Забороняється використовувати та зберігати ваги в проміжках з підвищеною вологотою (більш ніж 80%), не допускайте потрапляння води або інших рідин в корпус ваг, це може вплинути на точність зважування або привести до виходу пристрою з ладу.
- Встановте на ваги та рівномірно розподілить свою вагу. Стійте на руках, поки відвідується зважування; забороняється сидіти на поверхні ваг.
- Не використовуйте хімічні чи абразивні засоби для чищення ваг.
- Зберігайте ваги в сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Rozsah měření:
od 6,0 kg do 150 kg
Dlky stupnice: 0,1 kg
Napájecí zdroj: 4 baterie druhu „AAA“

Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické charakteristiky přístrojů bez předchozího upozornění.

Životnost přístroje - 5 let

Záruka

Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

C E Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/ECC Evropské komise o nizkonapěťových přístrojích.

CE

Dokladně uvedený výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/ECC Evropské komise o nizkonapěťových přístrojích.

Termín služby přiladu - 5 let

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав даний апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний вироб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'явлюється директивою 89/336/EEC Ради Європи ї розпорядженням 73/23/EEC по низьковольтних апаратурах.

ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

Рекомендації

- Виконуйте зважування в один і той самий час доби.
- Після прийому іх повинно минути 2-3 години.

EXPLOTAČACE VÁHY

Odemkněte víko bateriové secky i vložte 4 baterii druhu „AAA“, řidíci

БЕЛАРУСКИ

ШАЛІ ПІДЛОГОВАЯ ЕЛЕКТРОННАЯ

- Опис**
- Дисплей
 - Платформа ваг
 - Батарейний відсік
 - Кнопка увімкнення/вимкнення

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКАРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ.

Заходи безпеки

- Не вставайте на ваги мокрими ногами або на вологу поверхню ваг. Ви можете пос匮乏тинастися та отримати травму.
- Будьте обережними, коли вставате на ваги: вставте на ваги спочатку однією ногою, переконайтесь в їх стисливості, і лише потім поставте другу ногу. Вставайте на ваги так, щоб вага тіла приходилася на центральну частину поверхні ваг.
- Забороняється використання ваг, якщо на платформі з'явився тріщини, або у випадку її пошкодження.
- Не користуйтесь вагами на килимах або килимовому покритті.
- Не використовуйте пристрій поза проміжками.
- Розташуйте ваги на рівній, сухій та неслизькій поверхні.
- Щоб отримати максимально точні показання призважування, ставте ваги на одне і тє саме місце.
- Використовуйте ваги подалі від нагрівальних приладів.
- Забороняється використовувати та зберігати ваги в проміжках з підвищеною вологотою (більш ніж 80%), не допускайте потрапляння води або інших рідин в корпус ваг, це може вплинути на точність зважування або привести до виходу пристрою з ладу.
- Встановте на ваги та рівномірно розподілите свою вагу. Стійте на руках, поки відвідується зважування; забороняється сидіти на поверхні ваг.
- Не використовуйте хімічні чи абразивні засоби для чищення ваг.
- Зберігайте ваги в сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей.

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Будьте обережними, користуючись вагами, оскільки це точний інструмент; уникайте перепадів температур, підвищеної вологості, ударів, пилу або впливу прямих сонячних променів.
- Тримайте ваги подалі від нагрівальних приладів.
- Забороняється використовувати та зберігати ваги в проміжках з підвищеною вологотою (більш ніж 80%), не допускайте потрапляння води або інших рідин в корпус ваг.
- Не використовуйте хімічні чи абразивні засоби для чищення ваг.
- Зберігайте ваги в сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей.

ДОГЛЯД ЗА ПРЫБОРАМ

- Выконвайце асціржнасьць на шалі підлоги на роўную ўстойлівую ніслязкую паверхню
- Укладычыце прыбор націскам кнопкі (4)
- Дачакайтесь, калі загараца знакі "0.0 Kg".
- Устаныце на шалі, стойце на шалі після падыходнага адстаканні
- Забараняеца выкарыстанне шалі, калі на платформе з'явіліся расколіны, ці ў выпадку
- Ваша вага висвітуватиметься на дисплеі півдорожку близко 0.0 секунд, після чого прилад автоматично вимкнеться.

ДЛЯ ХАТНЯГА ВИКАРИСТАННЯ

- Виконуйте зважування в один і той самий час доби.
- Після прийому іх повинно минути 2-3 години.

ЎЗБЕК

YERGA QO'YILADIGAN ELEKTRON TOROZI

- Увага!**
- Калі на дисплеі адлюстраравалася значэнне "ERR", вагі перевантажені. Негайно зайдіть з ваг, щоб попередити їх пошкодженню.
 - Символ "Lo" підказує про необхідність заміни елементів живлення.

ЎАЖЛІВА ПРАЧЫТАЙЦЕ ЎСЕ ІНСТРУКЦІІ ПЕРАД ВИКАРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ.

ЭКСПЛУАТАЦІЯ ВАГ

Відкрійте кришку батарейного відсіку та встановіть 4 батарейки типу "AAA" дотримуючись полярності. Закрійте кришку батарейного відсіку.

ВІМІРЮВАННЯ ВАГІ

1. Встановіть ваги на рівну, стійку, неслизьку поверхню.

2. Увімкніть прилад натисканням кнопки (4)

3. Дочекайтесь, коли загораць символи "0.0 Kg".

4. Встановіть на ваги, стойте на вагах після підходнага адстаканні

5. Забараняеца выкарыстанне шалі, калі на платформе з'явіліся расколіны, ці ў выпадку

6. Ваша вага висвітуватиметься на дисплеі півдорожку близко 0.0 секунд, після чого прилад автоматично вимкнеться.

ХАРГИЗНАСЦЫ

1. Устаныце на шалі, стойце на шалі після підходнага адстаканні

2. Укладычыце прыбор націскам кнопкі (4)

3. Дачакайтесь, калі загараца знакі "0.0 Kg".

4. Устаныце на шалі, стойце на шалі після підходнага адстаканні

5. Забараняеца выкарыстанне шалі, калі на платформе з'явіліся расколіны, ці ў выпадку

6. Ваша вага висвітуватиметься на дисплеі півдорожку близко 0.0 секунд, після чого прилад автоматично вимкнеться.

ДОГЛЯД ЗА ПРЫБОРАМ

1. Выконвайце асціржнасьць на шалі підлоги на роўную ўстойлівую ніслязкую паверхню

2. Укладычыце прыбор націскам кнопкі (4)

3. Дачакайтесь, калі загараца знакі "0.0 Kg".

4. Устаныце на шалі, стойце на шалі після підходнага адстаканні

5. Забараняеца выкарыстанне шалі, калі на платформе з'явіліся расколіны, ці ў выпадку

6. Ваша вага висвітуватиметься на дисплеі півдорожку близко 0.0 секунд, після чого прилад автоматично вимкнеться.

ХАРГИЗНАСЦЫ

1. Устаныце на шалі, стойце на шалі після підходнага адстаканні

2. Укладычыце прыбор націскам кнопкі (4)

3. Дачакайтесь, калі загараца знакі "0.0 Kg".

4. Устаныце на шалі, стойце на шалі після підходнага адстаканні

5. Забараняеца выка